


Veterella

SX-ELLA veterinární stent tracheální



Veterella



Nitinolový, pletený, samoexpandibilní stent

Speciální design pro veterinární použití

Možnost opětovného vtažení do zaváděcího systému a repozice

Excelentní flexibilita, atraumatické zakončení stentu



Základní popis

SX-ELLA veterinární stent tracheální - Veterella

Stent Veterella je určen k terapii tracheálního kolapsu u psů. Zaváděcí systém s komprimovaným stentem je určený pro implantaci do stenotické průdušnice pod skioskopickou nebo endoskopickou kontrolou.

Charakteristika / Výhody

- ☑ Možnost repozice / Stent může být během implantace opětovně vtažen do zaváděcího systému
- ☑ Atraumatické zakončení / Efektivní prevence poranění stěny průdušnice
- ☑ Flexibilita a odolnost / Stent účinně odolá zatížení v průdušnici
- ☑ Radiokontrastní olivka a písteček zvyrazňují viditelnost zaváděcího systému / Oplétaný katétr je odolný proti zalomení

Další charakteristiky

- ☑ Zaváděcí systém 10,5 F (3,5 mm) ve standardní délce 45 cm pro všechny nabízené průměry stentů
- ☑ Zaváděcí systém lze aplikovat pomocí vodícího drátu 0,035" (0,89 mm) - tvrdost "ultra stiff"
- ☑ Lze využít stenty tubulárního i kónického tvaru. K dispozici je velké množství rozměrových variant.


Doplňující charakteristiky

Stenty jsou vyráběny speciálně pro tracheální použití ve veterinární medicíně. Tého indikaci je přizpůsoben design stentů i výběr nejvhodnějšího materiálu.

Držadlo zaváděcího systému se závitovou brzdou



Kónická varianta tracheálního stentu



Uvolňování stentu ze zaváděcího systému



Standardní velikosti kónických stentů

| Katalogové číslo | Průměr stentu [mm] | Délka stentu [mm] |
|------------------|--------------------|-------------------|
| 019-VS3-10/8-57 | 10/8 | 57 |
| 019-VS3-10/8-68 | | 68 |
| 019-VS3-10/8-81 | | 81 |
| 019-VS3-12/10-55 | 12/10 | 55 |
| 019-VS3-12/10-63 | | 63 |
| 019-VS3-12/10-73 | | 73 |
| 019-VS3-12/10-81 | | 81 |
| 019-VS3-14/10-61 | 14/10 | 61 |
| 019-VS3-14/10-74 | | 74 |
| 019-VS3-14/12-58 | 14/12 | 58 |
| 019-VS3-14/12-71 | | 71 |

* Zavaděč o průměru 10,5 F - aktivní délka 45 cm platí pro všechny rozměry

* Na vyžádání je rovněž možné vyrobit stenty nestandardních rozměrů.

Standardní velikosti tubulárních stentů

| Katalogové číslo | Průměr stentu [mm] | Délka stentu [mm] |
|------------------|--------------------|-------------------|
| 019-VS3-08-034 | 8 | 34 |
| 019-VS3-08-050 | | 50 |
| 019-VS3-08-074 | | 74 |
| 019-VS3-08-082 | | 82 |
| 019-VS3-08-090 | | 90 |
| 019-VS3-10-032 | 10 | 32 |
| 019-VS3-10-052 | | 52 |
| 019-VS3-10-062 | | 62 |
| 019-VS3-10-072 | | 72 |
| 019-VS3-10-082 | | 82 |
| 019-VS3-10-092 | 12 | 92 |
| 019-VS3-12-039 | | 39 |
| 019-VS3-12-052 | | 52 |
| 019-VS3-12-065 | | 65 |
| 019-VS3-12-077 | | 77 |
| 019-VS3-12-090 | 14 | 90 |
| 019-VS3-14-030 | | 30 |
| 019-VS3-14-040 | | 40 |
| 019-VS3-14-058 | | 58 |
| 019-VS3-14-072 | | 72 |
| 019-VS3-14-085 | 16 | 85 |
| 019-VS3-14-100 | | 100 |
| 019-VS3-16-058 | | 58 |
| 019-VS3-16-072 | | 72 |

Výrobce:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horákové 504, 500 06 Hradec Králové

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655

E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu